


Похибки маси гир шкільного набору важків

Маса гирі	Похибка маси
10 мг	1 мг
20 мг	1 мг
50 мг	1 мг
100 мг	1 мг
200 мг	2 мг
500 мг	3 мг
1 г	4 мг
2 г	6 мг
5 г	8 мг
10 г	12 мг
20 г	20 мг
50 г	30 мг
100 г	40 мг

Похибка шкільних лабораторних терезів



Щоб знайти похибку зважування, необхідно за допомогою таблиці знайти суму похибок усіх використаних гир та додати визначену з графіка похибку терезів.